


¡Nuevo inserto para placas p100!

Widefield – Microscopio invertido Olympus IX81


Os informamos que el equipo de widefield Olympus IX81 dispone de un nuevo inserto para las llamadas “placas p100”.

Se trata de un inserto universal válido para todo tipo de placa p100. Sin embargo, debido a las diferencias existentes entre las distintas placas de las distintas marcas, el ajuste de las mismas en algunos casos no es perfecto (la placa parece “bailar” un poco), pero esto no impide la visualización y captura de imágenes.



Stage insert for Petri dishes, Ø 88,5 mm

Order no.: 00-29-411-8080
Dimensions (L x W x T): 160 x 110 x 8 mm
Material: aluminium, steel
Surface: anodic coating, black lacquered



Así mismo, aprovechamos esta noticia para recordaros que al cambiar un inserto, el que se retira del microscopio debe recogerse adecuadamente para evitar caídas accidentales que puedan deformar el inserto.

¡Cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros!

Contacto:

SCT Microscopía e Imagen
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
email. umig.iacs@aragon.es
www.iacs.es

Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA)
Avda. San Juan Bosco, 13, planta A
50009 Zaragoza
Tfno. +34 976 71 38 10