

focuss

GUÍA DIDÁCTICA

Atención al paciente portador de
sonda de gastrostomía y manejo
de las complicaciones

Convocatoria: Número 14 - 2019

Código: 18/048

Lugar de celebración del programa:

Servicio de Medicina Interna del Hospital San Jorge

Inscripciones: www.iacs.es/servicios/formacion/focuss

ÍNDICE

Nombre del programa

Dirigido a

Requisitos mínimos exigibles

Tutor

Objetivos

Actividades

Tiempo de formación

Requisitos del programa FOCUSS

Lugar de celebración del programa

ORGANIZADOR

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Centro de Investigación Biomédica de Aragón CIBA
Avda. San Juan Bosco 13 · 50009 Zaragoza

976 71 67 82 | 976 71 68 62
focuss@aragon.es

Nombre del programa

Atención al paciente portador de sonda de gastrostomía y manejo de las complicaciones

Dirigido a

Médicos y enfermeras que, en su día a día, están en contacto con pacientes portadores de sondas de gastrostomía. Especialmente dirigido a profesionales de Atención Primaria, geriatría y medicina interna.

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se le enseñarán

No hay requisitos mínimos.

Tutor

Kattalin Aspuru Rubio, de la unidad de Aparato Digestivo del Hospital San Jorge

Objetivos

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre:

Tipos de nutrición enteral y sus indicaciones

Tipos de sondas de gastrostomía, cuidado y manejo diario

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para:

Realizar recambios de sonda de gastrostomía

Identificar complicaciones y manejo de las mismas

Educar y guiar a los cuidadores en el uso diario de las GEP

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa para:

Programar los cuidados del pacientes con GEP

Mejorar la gestión de los recursos disponibles

Actividades

El programa se realiza durante 2 jornadas de 8:00 a 15:00 y cada uno de los días se estructura en 2 partes fundamentales, una parte teórica y una práctica.

La **parte teórica** se impartirá ambos días de 8:00 a 10.30 y trataremos los siguientes temas:

- Tipos de disfagia e indicaciones de colocación de una sonda de gastrostomía
- Tipos de nutrición y vías de alimentación artificial
- Técnica de colocación de sonda de gastrostomía
- Cuidados diarios del paciente con sonda de gastrostomía
- Identificación y manejo de las complicaciones

La **parte práctica** la impartiremos en el servicio de endoscopias, ambos días de 11:00 a 15:00:

- 1er día
 - Los alumnos verán cómo se coloca una sonda de gastrostomía original y cómo se realiza el primer recambio de sonda original a sonda de balón.
 - Veremos y manipularemos las distintas sondas, aprenderemos su manejo.
 - Practicaremos en el maniquí de simulación el recambio de sonda.
 - Los alumnos podrán realizar ellos mismos recambios de sonda en pacientes reales
- 2º día
 - Verán como se realiza el primer recambio de sonda original a sonda de balón.
 - Practicarán bajo nuestra tutorización recambios de sonda en pacientes reales para adquirir destreza en la técnica.
 - Diagnosticaremos las posibles complicaciones que presenten los pacientes que acuden al recambio de sonda y las trataremos.

Tiempo de formación

2 días en horario de 8 a 15 h.

Acreditación

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS.

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado.

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del programa y a la siguiente dirección: **focuss@aragon.es** en un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa FOCUSS.